

STREIFENEDER SILIKONOVÉ NÁVLEKY

INFORMACE PRO PACIENTA

1. Popis

Streifeneder silikonové návleky (dále jen „návleky“) zvyšují komfort nošení, napomáhají k dobré přilnavosti pahýlu, jsou velice stabilní a odolné proti opotřebení.

Pomocí aretovacího šroubení (PIN) se návlek upevňuje zatížením a vsunutím do zámku lůžka protézy.

2. Použití

Otočte návlek na rub a srolujte jej zcela k jeho dystálnímu konci. *Obr. 1*

Přiložte návlek přerolovaným dnem na konec pahýlu tak, aby mezi nimi nebyl žádný vzduch a pomalu rolujte návlek nahoru až k jeho proximálnímu konci. *Obr. 2*

Po celou dobu navlékání musí být návlek rolován, nikoli tahán, aby nedošlo k jeho poškození. *Obr. 3*

Upozornění:

Dbejte, aby se nevytvořily na pahýlu a návleku žádné vrásky, záhyby a aby mezi pahýlem a lůžkem nevznikaly vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit funkci protézy a dráždit pokožku pahýlu. *Obr. 4*

V žádném případě nepoužívejte návlek na otevřené rány.

Při neočekávaných komplikacích, podráždění pokožky či poruchách krevního oběhu, je nutné upustit od používání návleku a okamžitě se obrátit na ortopedického technika nebo lékaře.

Dodržujte všechna doporučení a nepoužívejte při manipulaci s návlekiem ostré předměty (nože, nůžky, nehty...)!

3. Pahýlové Punčošky

Upozornění:

Mezi pahýlem a návlekiem doporučujeme nosit slabou pahýlovou punčošku (DAW-Nylon Sheath 25A50/...). Tím zlepšíte nejen komfort uživatele při používání, ale zároveň se to doporučuje a je vhodné z hygienických důvodů.

Samozřejmě toto doporučení platí pro všechny námi dodávané silikonové návleky. Díky používání punčošek selepší i komfort nošení samotných silikonových návleků.

Pro optimální a kompletní komfort při nošení doporučujeme používat pahýlové punčošky v návleku odpovídající vaší velikosti.

Pro ochranu postranního stehu proti eventuelnímu poškození prodřením se doporučuje použití pahýlové punčošky z nylonu nebo bavlny, s distálním otvorem pro PIN přetažením přes návlek. *Obr. 5*

Tenké nylonové či bavlněné punčošky s distálním otvorem pro pin se nosí přes návlek pro kompenzaci objemu pahýlu. *Obr. 5*

Tyto punčošky jsou dostupné v různých délkách pod níže uvedenými kódy:

20A61/...+velikost – pro nylonové punčošky

25A23/...+velikost – pro bavlněné punčošky

Obr. 6

Podle provedení připevněte pin nebo trn na adaptérový talířek návleku a vsuňte pahýl s návlekem do protézy. Dbejte pevného spojení (zamčení) mezi protézovým zámkem a návlekem.

Spojení s protézou se přeruší pomocí tlačítka blokovací jednotky zámku protézy. I při odblokování protézu lehce zatížete, docílíte tím lehčího uvolnění pinu ze zámku.

Obr. 7

4. Čištění – Skin-Care 10H2 přípravek k mytí pahýlu

K preventivnímu zabránění dráždění pokožky je nutné pahýl a návlek denně (minimálně však po jednodobém použití) umýt. Doporučujeme jemný tekutý čistící prostředek Skin-Care mycí přípravek od firmy Streifeneder, který je pH neutrální a 100% bez parfémů a barviv.

Při čištění dodržujte tento postup: Na rub otočené lůžko umyjte pod vlažnou tekoucí vodou s čistícím prostředkem Skin-Care mycí přípravek.

Po čištění návlek usušte utěrkou. *Obr. 8*

Upozornění:

Nesušte návlek pomocí nadměrného tepla (topení, horkovzdušný fén, kamna...), mohli by jste návlek poškodit!

Nepoužívejte rozpouštědla, ředidla, aceton, benzín ani jiné chemické čistící prostředky!

5. Ochrana pomocí Skin-Care 10H4 Regenerační krém zvlhčující

Máte-li pocit, že kůže pahýlu je suchá natřete, po umytí pokožku přípravkem Skin-Care regeneračním zvlhčujícím krémem, který pokožku hydratuje a učiní ji hebkou a pružnou. Všechny přípravky firmy Streifeneder jsou pH neutrální, bez parfémů, barviv a nezanechávají mastnou stopu.

Nenanášejte Skin-Care těsně před narolováním lůžka!

Obr. 9

Upozornění:

Mnoho běžných čistících prostředků v domácnosti a hygienických prostředků (mýdla, deodoranty, parfémy, aerosoly, alkoholové spreje nebo peelingové a podobné produkty) mohou vyvolat podráždění pokožky či k němu přispět.

6. Péče o pahýl Skin-Care 10H3 Ochranný krém na pokožku

Při suché a namáhané kůži je možné přípravek Skin-Care vmasírovat do pokožky pahýlu.

7. Upozornění

Dbejte na to, aby návlek nepřišel do styku s cizími předměty a substancemi, které by se mohli usadit v silikonu a vyvolat kožní problémy. V některých případech je pak možným že umytí návleku nebude dostačující. Přineste návlek do protetické dílny, jestliže přišel do styku s cizími předměty či chemickými látkami.

Na počátku používání návleku může dojít ke zvýšené potivosti, která by měla po 2-3 týdnech ustát. Není-li tomu tak, kontaktujte ortopedického technika nebo lékaře.

8. Garance

Firma ORTHO-AKTIV s.r.o. přebírá na produkty garanci a to ode dne odeslání zákazníkovi. Garance všech silikonových návléků je maximálně pouze 12měsíců.

Skin-Care plus	6 měsíců
First-Class plus	6 měsíců
Skin-Care	6 měsíců
First-Class	6 měsíců
AK-Control	6 měsíců
Aktive-Care	9 měsíců
Clear, Basic	12 měsíců
Clear, Matrix	12 měsíců
Clear, Cushion	12 měsíců
ClearTex	12 měsíců
Two-Colour	12 měsíců

Obsah Garance

Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka výrobce platí, jestliže produkt nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je produkt užíván k určenému účelu, není provedena žádná neautorizovaná modifikace, jsou dodrženy všechny instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven kvalifikovaným odborným ortopedickým technikem.

Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení výrobku, dále poškození způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, nahrazením částmi neschválenými firmou Streifeneder, opravou nebo modifikací neoprávněnou osobou, při kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn samotný výrobek nebo jeho části, nejsou touto zárukou kryty.

V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH dle jeho volby, buď bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán nebo bude cena produktu, či její část proplacena původnímu odběrateli.

Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a (v rozsahu právně možných) nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro speciální účel.

Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty firmou Streifeneder. Za žádných okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická poškození nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako za škody následné, dokonce i v případě že Streifeneder byl upozorněn na možnost této potenciální ztráty nebo poškození.

9. Prohlášení o shodě

F.G. Streifeneder, K.G. prohlašuje jako výrobce na vlastní zodpovědnost, že silikonové návleky odpovídají nařízení 93/42/EWG.

Na tyto výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 336/2004 Sb.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. 469 671 430,
mobil 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz