



15A2/A200	15A2/A400	100kg
15A3/S200	15A3/S400	125kg
15A4/T225	15A4/T445	100kg



Trubkový adaptér
s trubicí z lehkého kovu, Ø 30 x 2 mm

Obsah

1 Technická data

2 Popis a Funkce

3 Stavba / Konstrukce

4 Technické údaje

5 Údržba / Servis

6 Náhradní díly

7 Použití

7.1 Omezení použití

7.2 Nesprávné použití

7.3 Doba použití

8 Garance

8.1 Délka garance

8.2 Rozsah garance

9 Prohlášení o shodě

10 Likvidace

1 Technická data

Trubkový adaptér	aluminium / ocel / titan
Aluminiová trubka	aluminium
Rozměry trubky	Ø 30 x 2mm
Maximální stavební výška	179mm / 379mm
Minimální délka pro krácení	78mm
Možnost nastavení	pyramidový systém
Seřizovací šrouby	M8 x 14mm (obj. č. 22A2)

Obj. číslo	Materiál	Váha	Hmotnostní limit
15A2/A200 / 15A2/A400	aluminium	140g / 230g	100kg
15A3/S200 / 15A3/S400	ocel	190g / 310g	125kg
15A4/T225 / 15A4/T445	titan	160g / 260g	100kg



Trubkové adaptéry 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T... jsou schváleny pro uživatele stupně aktivity (walky) 1 až 4 a pro maximální hmotnost včetně nošených či vzpíraných břemen dle tabulky.

2 Popis a Funkce

Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou představuje v modulární protěze technické spojení mezi díly kolene a chodidla. Používá se ke stavbě modulárních protéz dolních končetin a může být spojen např. se šroubovým upínacím adaptérem, posuvným adaptérem či kolenním kloubem.



Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou je určen výhradně k vybavení modulárních protéz dolních končetin.

3 Stavba / Konstrukce

Trubkový adaptér je třeba zkrátit podle pacientova měrného listu. Pro zkrácení se nesmí trubkový adaptér ani aluminiovou trubku upínat do zařízení jako je např. svěrák. Ke zkracování aluminiových trubek musí být použit správný nástroj, např. náš řezák na trubky 158P10.

Aluminiová trubka nesmí být zkrácena příliš. Čára řezu musí být vedena přesně pod pravým úhlem vzhledem k ose trubky, nikdy nesmí být řezáno pod jiným úhlem.

Pro zabránění následnému možnému poranění, musí být řezná hrana trubky vždy pečlivě odhrotována z vnitřní i vnější strany (např. naším odhrotovačem 158P11).

Po odhrotování musí být čelní plocha řezu dostatečně zachována.



Trubkový adaptér musí být vždy stavěn do protězy pomocí seřizovacích šroubů na distálním konci.

Upozornění



Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou je schválen na určitý hmotnostní limit (dle tabulky v bodě 1, Technická data), zatímco rozhodující limit pro maximální hmotnostní zatížení celé protězy je určen komponentem s nejnižším limitem. Maximálním hmotnostním zatížením se rozumí celková hmotnost pacienta včetně vzpíraných či nošených břemen.

4 Technické údaje

Utahovací moment pro seřizovací šrouby trubkového adaptéru je 15Nm. Pro utahování použijte kalibrovaný momentový klíč (173P11). Po seřízení protězy zajistěte závity pomocí Loctite 241 (118P35).



Upozornění!

Trubkový adaptér s aluminiovou trubkou 15A2/A..., 15A3/S..., 15A4/T..., nesmí přijít do styku s látkami či předměty způsobující korozi jako je voda a slaná voda, kyseliny, prach či písek. **Nedodržení tohoto doporučení povede ke ztrátě nároku reklamaci či jakoukoli kompenzaci ze strany Streifeneder ortho.production dodavatele. Prosím, informujte o tom uživatele protézy**

na
GmbH a

5 Údržba / Servis

Všechny pohyblivé části musí být vizuálně a funkčně kontrolovány po 6-ti měsících, stejně jako všechny pevné komponenty po 12-ti měsících.

6 Náhradní díly

Pozinkované Seřizovací šrouby M8 x 14 mm (22A2/M8x14) lze jednotlivě objednat.

7 Použití

Trubkový adaptér 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T... vyžaduje kvalifikované a individuální přizpůsobení uživateli v závislosti na indikaci, které musí být provedeno odborným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou.

Upozornění!



Upozorňujeme na to, že trubkový adaptér 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T... byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy Streifeneder.

7.2 Nesprávné použití

Trubkový adaptér 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T... je dimenzován pro uživatele aktivity 1 až 4 dle walky klasifikačního systému a pro maximální tělesnou hmotnost dle tabulky (bod 1 Technická data, včetně vzpíraných a nošených břemen). Není vhodný pro sportovní aktivity, jako např. skákání.

7.3 Doba použití

Doba použití je omezena na 5 let.

8 Garance

8.1 Délka Garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Pro tento produkt, trubkový adaptér 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T je garance 12 měsíců.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovánými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek trubkový adaptér 15A2/A..., 15A3/S... a 15A4/T je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EEC.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce :

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. +420 469 671 430,
mobil +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz