



CE

Obuv pro odlehčení části nohy

Pooperační obuv

202R1 Model „Merkur A“

204R1 Model „Uranus“

216R1 Model „Pluto S“

Obsah

1	Všeobecná doporučení	3
2	Oblast použití	3 – 4
2.1	Indikace	3
2.2	Kontraindikace.....	4
3	Technická data	4 – 6
3.1	Velikostní tabulka	4
3.2	Příslušenství.....	5
3.3	Materiály.....	6
4	Aplikace.....	6
5	Technické údaje.....	6
6	Údržba.....	6
7	Použití	7
7.1	Omezení použití	7
7.2	Doba používání	7
8	Garance.....	8
8.1	Délka garance	8
8.2	Rozsah garance	8
9	Prohlášení o shodě	9
10	Likvidace	9

1 Všeobecná doporučení



Přečtěte si prosím pozorně návod k použití a berte na vědomí zejména bezpečnostní pokyny.

Obrázky jednotlivých typů



Obj. číslo 202R1
Model **“Merkur A”**
Symetrický, uzavřený,
vyjímatelná vložka,
protiskluzové prvky.



Obj. číslo 204R1 Model
“Uranus”
Symetrický, uzavřený,
vyjímatelná vložka,
integrovane
protiskluzové prvky.



Obj. číslo 216R1
Model **“Pluto S”**
Symetrický,
otevřené přednoží,
vyjímatelná vložka,
**nastavitelná oblast
paty**, integrovane
protiskluzové prvky.

2 Oblast použití

Hlavním rysem pooperační obuvi je pevná a mírně zvednutá podrážka v oblasti přednoží (záporný podpatek). To zajišťuje rozložení a zmírnění tlaku při chůzi, čímž se zlepšuje hojení v oblasti přednoží. Pooperační obuv obepíná celou oblast chodidla a hleзна polstrovaným svrškem a opátkem. Pásky suchého zipu drží chodidlo v určeném místě a brání sklouzávání nohy z boty. Vyjímatelná polstrovaná vložka boty pomáhá předcházet otlakům v oblasti chodidla. Obuv lze snadno zeširoka otevřít a díky individuálně nastavitelným páskům suchého zipu nabízí odpovídající prostor i pro bandážovanou nohu. Pouze u modelu "Pluto S" - přední pásek zabraňuje lateralizaci přední části chodidla, pacient nemůže sklouznout do vnější strany. (pokud není pásek potřeba, může být odříznut).

2.1. Indikace

- poranění v oblasti přednoží způsobená diabetes mellitus
- uzávěry periferních artérií
- další rány v oblasti přednoží
- nestabilní chůze (závratě, poruchy vidění)



Rány / Poranění v oblasti nohy a kotníku způsobená:
Kvůli častému výskytu diabetické polyneuropatie (PNP) ve spojení s poraněními jsou otlaky a další problémy objeveny často pozdě nebo vůbec. Doporučujeme proto denně kontrolovat nohy, bandáže nebo ortopedické pomůcky. V případě jakýchkoliv problémů či otázek, zpomalení či přerušení hojení rány ("komplikace"), kontaktujte prosím svého lékaře nebo vyškolený personál v prodejně zp.

2.2 Kontraindikace

- Nepoužívejte pro výše uvedené indikace, pokud nelze dosáhnout dostatečné úlevy od tlaku.
- Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku (před aplikací chraňte pokožku ponožkou a poranění obvazem).
- Nepoužívejte při nestabilních zlomeninách či výskytu diabetické osteoartropatie (tj. Charcotova noha).
- Použití pouze s berlemi.

3 Technická data

3.1 Velikostní tabulka

Velikost obuvi	Vnitřní délka obuvi	Vnitřní šířka obuvi	Obj. číslo "Merkur A"	Obj. číslo "Uranus"	Obj. číslo "Pluto" S
35 – 36	cca. 238 mm	cca. 90 mm	202R1/36	204R1/36	216R1/36
37 – 38	cca. 251 mm	cca. 92,5 mm	202R1/38	204R1/38	216R1/38
39 – 40	cca. 264 mm	cca. 95 mm	202R1/40	204R1/40	216R1/40
41 – 42	cca. 277 mm	cca. 97,5 mm	202R1/42	204R1/42	216R1/42
43 – 44	cca. 290 mm	cca. 100 mm	202R1/44	204R1/44	216R1/44
45 – 46	cca. 303 mm	cca. 102,5 mm	202R1/46	204R1/46	216R1/46
47 – 48	cca. 316 mm	cca. 105 mm	202R1/48	204R1/48	216R1/48
49 – 50	cca. 330 mm	cca. 112,5 mm	202R1/50	204R1/50	216R1/50

"Merkur A, Uranus a Pluto S" je možné nosit na levé i pravé noze.

3.2 Příslušenství

Velikost obuvi	“Merkur A“	“Uranus“
	Polstrovaná vložka, 8 mm, vyrobená z materiálu EVA, potah z veluru, symetrický tvar Obj. číslo	Polstrovaná vložka, 8 mm, vyrobená z materiálu EVA, potah z veluru, symetrický tvar Obj. číslo
35 – 36	202R12/36	204R12/36
37 – 38	202R12/38	204R12/38
39 – 40	202R12/40	204R12/40
41 – 42	202R12/42	204R12/42
43 – 44	202R12/44	204R12/44
45 – 46	202R12/46	204R12/46
47 – 48	202R12/48	204R12/48
49 – 50	202R12/50	204R12/50

Velikost obuvi	“Pluto S“	“Pluto S“
	Polstrovaná vložka, symetrický tvar Obj. číslo	Ochranný kryt přednoží se suchým zipem na vnější straně Obj. číslo
35 – 36	216R11/36	216R12/36
37 – 38	216R11/48	216R12/38
39 – 40	216R11/40	216R12/40
41 – 42	216R11/42	216R12/42
43 - 44	216R11/44	216R12/44
45 – 46	216R11/46	216R12/46
47 – 48	216R11/48	216R12/48
49 - 50	216R11/50	216R12/50

Materiál pro individuální úpravu (černý)

Obj. číslo	Popis
20T3/S	Distanční elastická textilie, 140 cm
26T7/S	Oboustranný suchý zip, 135 cm
51T1/14S	Bavlněný lemovaný popruh, 14 mm
60T18F25S	Suchý zip flauš, 25 mm
60T18K25S	Suchý zip háček, 25 mm

3.3 Materiály

Obuv pro odlehčení části nohy je vyrobena z následujících materiálů:

Podrážka:		100% PU	Polyuretan
Vložka:	pěna:	100% EVA	Ethylen vinyl acetát
	potah:	100% PES	Polyester
Vrchní materiál a podšívka:		100% PES	Polyester
Suchý zip:		100% PA	Polyamid

4 Aplikace

Na obuvi rozepněte všechny suché zipy a umístěte poraněnou nohu do boty na vložku patou na doraz k opatku. Poté zavřete botu a utáhněte všechny suché zipy tak, aby noha nemohla vyklouznout. Pokud je pacientem používána obuv pro odlehčení přednoží, lze použít pooperační obuv jako kompenzaci pro rovinu pánve.

5 Technické daje



Pro individuální léčbu lze upravovat podrážku boty broušením a lepením. Avšak výrobce nebo dodavatel vzhledem k těmto změnám nenese odpovědnost za případné škody nebo následné škody, resp. kontraindikace.

6 Údržba



- Před praním uzavřete všechny suché zipy
- Nesušte na topení

7 Použití

Pooperační obuv vyžaduje individuální nastavení na pacienta dle indikace. Veškeré nastavení musí být provedeno kvalifikovaným a vyškoleným personálem.

7.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

7.2 Doba používání

Doba používání pooperační obuvi je určena ošetřujícím lékařem.

8 Garance

8.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tyto produkty, pooperační obuv 202R1, 204R1 a 216R1, je garance 3 měsíce.

8.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení. Výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození. To samé platí i pro distributora produktu.

9 Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedené výrobky pooperační obuv 202R1, 204R1 a 216R1 jsou v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

10 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce:

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel. +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:
ORTHO-AKTIV, spol. s r.o.
Husova 54
538 54 Luže
Tel. +420 469 671 430
Mob. technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz