

# STREIFYDERM

## Pahýlová punčoška s polymer gelem

### 1. Použití.

Pahýlová punčoška Streifyderm s gelem se používá výhradně k protetickému vybavení dolních končetin.

### 2. Indikace.

Streifyderm 26A10 je vhodný pro protetické vybavení bérceových pahýlů.

Streifyderm cushion 26A20 je vhodný pro protetické vybavení kostnatých bérceových pahýlů a vyšší aktivitu.

Streifyderm endurance 26A30 je vhodný pro protetické vybavení kostnatých bérceových pahýlů s vysokou aktivitou.

### 3. Kontraindikace.

Tento produkt nesmí být použit:

Při poraněné a podrážděné pokožce.

Při poruchách krevního oběhu a lymfatického systému (lymf. edémů)

Při vysoké sensibilitě (bolestivosti), nebo naopak ztrátě sensibility.

### 4. Popis.

Streifyderm – pahýlová punčoška s 2mm polymer gelem a vnější elastickou nylonovou vrstvou.

Streifyderm cushion – pahýlová punčoška s 3mm polymer gelem a vnější elastickou nylonovou vrstvou.

Streifyderm endurance – pahýlová punčoška s 2mm polymer gelem a s vnitřní i vnější elastickou nylonovou vrstvou.

Výška gelu je závislá na délce a průměru pahýlu.

Životnost pahýlové punčošky Streifyderm je 1-3 měsíce, což závisí na stavu pahýlu, tvaru protézové objímky, váze a aktivitě pacienta i samotné údržbě produktu.

### 5. Přednosti.

Polymer gel obsahuje vysoce kvalitní medicínský minerální olej, který nabízí tyto výhody:

Pečuje o pokožku díky uvolňování oleje při používání.

Snižuje mechanický tlak na pokožku, tření a odírání pahýlu.

Svémi tlumícími vlastnostmi chrání citlivé oblasti pahýlu.

Působí protibolestivě a činí pahýl vláčný a pružný.

Lehce se přizpůsobuje tvaru pahýlu i pahýlovému lůžku.

Lze vyprat.

### 6. Návod k použití:

Aby nedocházelo k poškození gelové vrstvy, musí se punčoška před nasazením srolovat, poté nasadíte srolovanou punčošku na konec pahýlu a obouma rukama narolujete na pahýl.

Punčoška by měla zcela přilnout na pokožku a netvořit vrásky a záhyby, tím bude zaručeno celoplošné působení medicínskému minerálního oleje na regeneraci pokožky.

### Důležité:

Streifyderm se nesmí používat v mokřém stavu.

Pokud punčošku právě nepoužíváte, uchovávejte ji narolovanou na pěnové vložce, která je součástí balení. Tím zabráníte tvoření záhybů a vrásek.

Nepoužívejte na otevřené rány pokožky.

Při podráždění nebo problémech s prokrvením tento produkt okamžitě sundejte a kontaktujte svého protetického technika nebo lékaře.

Pokud má být účinku ulpívání polymer gelu zabráněno, lze punčošku zevnitř naklouzkovat.

Doporučená doba nošení Streifyderm punčošky je maximálně 20hodin denně. Pro lepší hygienu pokožky pahýlu doporučujeme punčošku na několik hodin denně sundat, aby byl umožněn přístup čerstvého vzduchu k pokožce.

Doporučujeme vlastnit minimálně dvě streifyderm punčošky. Tak vám bude vždy k dispozici jedna čistá a suchá punčoška.

### 7. Údržba.

Streifyderm punčošku je nutné po každém použití umýt v ruce jemným mýdlem nebo jemným pracím prostředkem v teplé vodě cca 30°C. Po té je nutné důkladně propláchnutí čistou vodou, tak aby byly odstraněny zbytky čistícího prostředku, který by mohl polymer gel poškodit.

Z důvodu potažení polymer gelovou vrstvou může punčoška schnout déle.

Schnutí lze urychlit předchozím osušením jemnou utěrkou.

Nakonec by měla být punčoška položena na dobu 24-36 hodin a schnout.

Punčošku se nesmí ždímat a mačkat.

### 8. Tabulka velikostí:

| Objednací číslo | Označení              | Velikost | Délka gelu v cm | Délka pahýlu v cm | Distální obvod v cm | Proximální obvod v cm |
|-----------------|-----------------------|----------|-----------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| 26A10/1         | StreifyDerm           | 1        | 20              | 25-34             | 17-24               | 17-26                 |
| 26A10/2         | StreifyDerm           | 2        | 25              | 38-44             | 18-28               | 18-32                 |
| 26A10/3         | StreifyDerm           | 3        | 25              | 38-44             | 20-34               | 20-38                 |
| 26A10/4         | StreifyDerm           | 4        | 33              | 43-49             | 20-34               | 20-38                 |
| 26A10/5         | StreifyDerm           | 5        | 25              | 43-49             | 23-37               | 23-43                 |
| 26A10/6         | StreifyDerm           | 6        | 33              | 46-54             | 23-37               | 23-43                 |
| 26A10/7         | StreifyDerm           | 7        | 33              | 46-54             | 28-42               | 28-49                 |
| 26A10/8         | StreifyDerm           | 8        | 33              | 46-54             | 31-50               | 31-56                 |
| 26A20/1         | Streifyderm Cushion   | 1        | 20              | 25-34             | 17-24               | 17-26                 |
| 26A20/2         | Streifyderm Cushion   | 2        | 25              | 38-44             | 18-28               | 18-32                 |
| 26A20/3         | Streifyderm Cushion   | 3        | 25              | 38-44             | 20-34               | 20-38                 |
| 26A20/4         | Streifyderm Cushion   | 4        | 33              | 43-49             | 20-34               | 20-38                 |
| 26A20/5         | Streifyderm Cushion   | 5        | 25              | 43-49             | 23-37               | 23-43                 |
| 26A20/6         | Streifyderm Cushion   | 6        | 33              | 46-54             | 23-37               | 23-43                 |
| 26A20/7         | Streifyderm Cushion   | 7        | 33              | 46-54             | 28-42               | 28-49                 |
| 26A20/8         | Streifyderm Cushion   | 8        | 33              | 46-54             | 31-50               | 31-56                 |
| 26a30/1         | StreifyDerm Endurance | 1        | 20              | 25-34             | 17-24               | 17-26                 |
| 26a30/2         | StreifyDerm Endurance | 2        | 25              | 38-44             | 18-28               | 18-32                 |
| 26a30/3         | StreifyDerm Endurance | 3        | 25              | 38-44             | 20-34               | 20-38                 |
| 26a30/4         | StreifyDerm Endurance | 4        | 33              | 43-49             | 20-34               | 20-38                 |
| 26a30/5         | StreifyDerm Endurance | 5        | 25              | 43-49             | 23-37               | 23-43                 |
| 26a30/6         | StreifyDerm Endurance | 6        | 33              | 46-54             | 23-37               | 23-43                 |
| 26a30/7         | StreifyDerm Endurance | 7        | 33              | 46-54             | 28-42               | 28-49                 |
| 26a30/8         | StreifyDerm Endurance | 8        | 33              | 46-54             | 31-50               | 31-56                 |

## 9. Garance

### 9.1 Délka garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Speciální podmínky garance výrobce pro tento produkt jsou:

Garance Streifyderm pahýlové punčošky = 3měsíce.

### 9.2 Rozsah garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, aplikován pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání. Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na výrobek.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

To samé platí i pro distributora produktu.

## 10. Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje, že Streifyderm pahýlová punčoška 26A10, 26A20 a 26A30 je konformní s hlavními požadavkami a ustanoveními směrnice 93/42/EWG.

### **Výrobce:**

Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering/Germany  
Tel +49 8141 6106-0  
Fax +49 8141 6106-50  
office@streifeneder.de  
www.streifeneder.de

### **Prodejce:**

Ortho - Aktiv spol. s r. o.  
Husova 54  
538 54 Luže  
tel. 469 671 430,  
mobil 604 669 098  
ortho-aktiv@quick.cz  
www.protetika-ortho-aktiv.cz