

# STREIFENEDER SILIKONOVÉ NÁVLEKY

## PRACOVNÍ POSTUP PRO TECHNIKY

### 1. Oblast použití

Streifeneder silikonové návleky (dále jen „návleky“) jsou určeny výhradně pro protetické vybavení dolních končetin.

Protože jsou vyrobeny ze 100%-ního aditivního silikonu, nemůže se stát, že by byl vstřebán tělními otvory, jaké jsou časté u pacientů s diabetes mellitus. Je tedy určen bez dalšího rizika i pro tyto pacienty.

### 2. Volba velikosti

Změřte obvod pahýlu cca 4cm nad distálním koncem.

Změřte také proximální obvod pahýlu.

*Obr. 1*

### 3. Použití

Otočte návlek na rub a srolujte jej zcela k jeho distálnímu konci. *Obr. 2*

Přiložte návlek přerolovaným dnem na konec pahýlu tak, aby mezi nimi nebyl žádný vzduch a pomalu rolujte návlek nahoru až k jeho proximálnímu konci. *Obr. 3*

Po celou dobu navlékání musí být návlek rolován, nikoli tahán, aby nedošlo k jeho poškození.

*Obr. 4*

*Upozornění:*

Dbejte, aby se nevytvořily na pahýlu a návleku žádné vrásky, záhyby a aby mezi pahýlem a lůžkem nevznikaly vzduchové bubliny, které by mohly ovlivnit funkci protézy a dráždit pokožku pahýlu. *Obr. 5*

### 4. Pahýlové punčošky

*Upozornění:*

Mezi pahýlem a návlekiem doporučujeme nosit slabou pahýlovou punčošku (DAW-Nylon Sheath 25A50/...). Tím zlepšíte nejen komfort uživatele při používání, ale zároveň se to doporučuje a je vhodné z hygienických důvodů.

Samozřejmě toto doporučení platí pro všechny námi dodávané silikonové návleky. Díky používání punčošek selepší i komfort nošení samotných silikonových návleků.

Pro optimální a kompletní komfort při nošení doporučujeme používat pahýlové punčošky v návleku odpovídající vaší velikosti.

Pro ochranu postranního stehu proti eventuálnímu poškození prodřením se doporučuje použití pahýlové punčošky z nylonu nebo bavlny, s distálním otvorem pro PIN přetažením přes návlek. *Obr. 6*

Tyto punčošky jsou dostupné v různých délkách pod níže uvedenými kódy:

20A61/...+velikost – pro nylonové punčošky

25A23/...+velikost – pro bavlněné punčošky

*Obr. 7*

Připevněte pin na adaptérový talířek návleku a vsuňte pahýl s návlekem do protézy.

Dbejte na správné spojení mezi protézovým zámkem a návlekem. *Obr. 8*

## 5. Krácení návleku

Dle potřeby zkraťte okraje návleku pomocí Streifeneder nůžek 166P30 či 166P35. *Obr.9*  
U návleků s potahem dovoluje proti páráni jištěná tkanina individuální zkrácení. *Obr. 10*

## 6. Garance

Firma ORTHO-AKTIV s.r.o. přebírá na produkty garanci a to ode dne odeslání zákazníkovi. Garance všech silikonových návleků je maximálně pouze 12měsíců.

Skin-Care plus	6 měsíců
First-Class plus	6 měsíců
Skin-Care	6 měsíců
First-Class	6 měsíců
AK-Control	6 měsíců
Aktive-Care	9 měsíců
Clear, Basic	12 měsíců
Clear, Matrix	12 měsíců
Clear, Cushion	12 měsíců
ClearTex	12 měsíců
Two-Colour	12 měsíců

### Obsah Garance

Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka výrobce platí, jestliže produkt nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je produkt užíván k určenému účelu, není provedena žádná neautorizovaná modifikace, jsou dodrženy všechny instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven kvalifikovaným odborným ortopedickým technikem.

Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení výrobku, dále poškození způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, nahrazením částmi neschválenými firmou Streifeneder, opravou nebo modifikací neoprávněnou osobou, při kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn samotný výrobek nebo jeho části, nejsou touto zárukou kryty.

V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH dle jeho volby, buď bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán nebo bude cena produktu, či její část proplacena původnímu odběrateli.

Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a (v rozsahu právně možných) nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro speciální účel.

Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty firmou Streifeneder. Za žádných okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická poškození nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako za škody následné, dokonce i v případě že Streifeneder byl upozorněn na možnost této potenciální ztráty nebo poškození.

## **7. Prohlášení o shodě**

F.G. Streifeneder, K.G. prohlašuje jako výrobce na vlastní zodpovědnost, silikonové návleky odpovídají nařízení 93/42/EWG.

Na tyto výrobky bylo vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem o technických požadavcích na výrobky č. 22/1997 Sb. a nařízením vlády č. 336/2004 Sb.

### ***Výrobce:***

Streifeneder  
ortho.production GmbH  
Moosfeldstraße 10  
82275 Emmering/Germany  
Tel +49 8141 6106-0  
Fax +49 8141 6106-50  
office@streifeneder.de  
www.streifeneder.de

### ***Prodejce:***

Ortho - Aktiv spol. s r. o.  
Husova 54  
538 54 Luže  
tel. 469 671 430,  
mobil 604 669 098  
ortho-aktiv@quick.cz  
www.protetika-ortho-aktiv.cz