



CE

Stabilizační korzet

10R1
stabilizační korzet
tříbodový - nerámový

Hyperextensionssorthese

Všeobecné informace

Stabilizační korzet 10R1 s třibodovým principem proti sobě působících tlaků má za úkol zpevnění bederní lordózy a umožnění předozadního pohybu trupu, tedy změnu úhlu pánve. Používá se k odlehčení a zároveň k cílenému vedení a podepření páteře v bederní a nižší hrudní oblasti. Bederní, symfýzová a sternální pelota jsou vybaveny odnímatelným/vyměnitelným pěnovým polstrováním, které je uchyceno kvalitní velcro páskou. Obě pohyblivé peloty v přední části dokonale díky naklápění a použitému materiálu přilnou na sternum a symfýzu. Bederní pelota je taktéž uchycena velcro-páskou na pevné části upínání, dále je z druhé strany spojena popruhem k přední aluminiové konstrukci. Pro svou lehkou stavbu nabízí tento typ korzetu vysoký komfort nošení.



Pro pohodlnější nošení doporučujeme použít naše korzetová trička (obj.číslo 145T20 až 145T23, dodávané ve velikostech XS- XXXL).

Indikace

- Osteoporóza
- Hyper-kyfóza v nižší hrudní páteři
- Stabilní traumatické zlomeniny páteře (L5 - TH11) pro stabilizování pacienta před a nebo po operaci

Kontraindikace

- Morbus scheuermann v hrudní oblasti
- Flekčně-trakční-zlomeniny

Principy účinku

- Podepření a stabilizace bederní a nižší hrudní páteře třibodovým principem
- Zpevnění bederní lordózy a umožnění předozadního pohybu trupu, tedy změnu úhlu pánve
- Odlehčení obratlových těl při zvýšené zátěži obratlových kloubů v bederní oblasti
- Účinek třibodového principu je zajištěn anatomicky tvarovanou bederní pelotou, tak jako se pacientu přizpůsobující symfýzovou a sternální pelotou. Všechny tyto peloty jsou individuálně nastavitelné přímo na pacienta (viz kapitola určení velikosti, konstrukce a možnosti nastavení).

Stabilizační korzet 10R1

Vlastnosti

- Lehká aluminiová konstrukce
- Výškově nastavitelná symfýzová a sternální pelota
- Naklápěcí symfýzová a sternální pelota
- Termoplasticky tvarovatelná bederní pelota
- Hygienické polstrování pelot uchyceno kvalitní velcro páskou
- Nastavitelný, částečně pevný bederní tah
- Vodě odolné

Určení velikosti korzetu

Velikost se určuje podle obvodu pánve a vzdáleností mezi sternální a stydkou kostí.



Objednací číslo	Velikost	Obvod pánve (cm)	Rozteč mezi sternální kostí a sponou stydkou (cm)
10R1/S	S	70 - 75	39 - 46
10R1/M	M	75 - 90	42 - 49
10R1/L	L	90 - 105	45 - 52
10R1/XL	XL	105 - 115	49 - 56

Náhradní díly

Polstrování pelot - sada

Náhradní polstrování pro následující peloty (boční peloty, sternální, symfýzová a bederní pelota) 1 Sada 10R10/S, M, L, XL

Samostatné náhradní polstrování pelot

Polstrování bočních pelot (krátké) 1 pár 20R110/K
Polstrování sternální a symfýzové peloty (všechny velikosti) 1 pár 20R140
Polstrování bederní peloty 1 kus 10R13/S, M, L, XL
Bederní tah (jedna pevná část plastová a druhá popruh) 1 kus 10R14/S, M, L, XL
s bederní pelotou
Náhradní šroub k uchycení tahového uzávěru 1 kus 10R15

10R1 Stabilizační korzet

Konstrukce a možnosti nastavení

Korzety se dodávají připravené pro zkoušku s pacientem a následnou aplikaci. Přední část se skládá z výškově nastavitelného aluminiového profilu se symfýzovou a sternální pelotou.



Symfýzovou pelotu je možné posunout do výšky až o 30 mm a sternální pelotu přibližně o 70 mm. Uvolněte příslušné šrouby a po požadovaném nastavení je znovu utáhněte.

Zadní část se skládá z anatomicky tvarované a odnímatelné bederní peloty, která má speciální dvoudílný systém upínání.



Jestliže je to nutné, může být přední hliníkový profil ručně dotvarován.

Kontrola správného natvarování korzetu na pacienta

Hodnotíme

- Umístění, natvarování a rozložení tlaku všech třech pelot
- Natvarování podle pacienta a hyperextenční účinek v sedu
- Správné umístění dvoudílného bederního upínání
- Těsný kontakt ortézy s tělem

Optimální funkce může být zaručena pouze při současném splnění těchto kritérií.

Aplikace a sundání korzetu

Korzet je dodáván ve smontovaném stavu



Individuální nastavení zůstává díky speciální upínací přezce i po sundání a pro jeho další aplikaci z větší části zachováno.

Při nasazení korzetu, nejprve použijte volné poutko na pravé straně a zahákněte sponu do určeného místa.



Nakonec uzavřete upínací přezku na levé straně.



Při sundávání nejprve uvolněte upínací přezku na levé straně...

...a poté vyhákněte sponu z pravé strany.



Doporučení k užívání a údržbě

K zaručení efektivního účinku stabilizačního korzetu je nutné, aby byl pevně upnutý na tělo a měl s ním styk po celé ploše. Dále musí být ověřeno jeho správné natvarování a aplikace. Korzet je vodě odolný a může se čistit vlhkou látkou a neutrálním mýdlem. Polstrování je odnímatelné a může se prát ve 40°C v pračce nebo, je-li to z důvodů opotřebení nebo poškození nutné, i vyměnit.

Záruční lhůta

Záruční lhůta se mění v závislosti na produktu. V každém případě začíná dodáním zákazníkovi. Specifické podmínky záruky pro tento produkt jsou: TLSO (stabilizační korzety) záruční lhůta = 6 měsíců

Rozsah záruky

Garantujeme, že výrobky jsou bez materiálních a konstrukčních vad. Tato záruka výrobce platí, jestliže produkt nejeví známky přílišného opotřebení, dále, jestliže je produkt užíván k určenému účelu, není provedena žádná neautorizovaná modifikace, jsou dodrženy všechny instrukce a doporučení a jestliže je produkt upraven kvalifikovaným odborným ortopedickým technikem.

Poškození způsobená nehodou, nedbalostí, nevhodnou aplikací nebo aplikací mimo určení výrobku, dále poškození způsobené nesprávným nastavením poškozených částí, nahrazením částmi neschválenými firmou Streifeneder, opravou nebo modifikací neoprávněnou osobou, při kterých byl materiál poškozen nebo tím nepříznivě ovlivněn samotný výrobek nebo jeho části, nejsou touto zárukou kryty.

V případě záruční reklamace bude výrobek firmou Streifeneder ortho.production GmbH dle jeho volby, buď bezplatně opraven, nahrazen nebo znovu bezplatně dodán nebo bude cena produktu, či její část proplacena původnímu odběrateli.

Zde popisovaná záruka nahrazuje jiná vyjádření nebo nevyslovenou záruku a (v rozsahu právně možných) nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky, hodící se pro speciální účel.

Všechny garance a záruky vyjma nahoře jmenovaných jsou vyjmuty a zamítnuty firmou Streifeneder. Za žádných okolností není firma Streifeneder odpovědná za specifická poškození nebo poškození nedbalostí vzniklá, tak jako za škody následné, dokonce i v případě že Streifeneder byl upozorněn na možnost této potenciální ztráty nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH, jako výrobce zaručuje na svou odpovědnost, že TLSO (stabilizační korzety) 10R1 vyhovují požadavkům směrnice 93/42/EEC.

Streifeneder
ortho.production GmbH

Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel (0049) 8141 6106-0
Fax (0049) 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. (00420) 469 671 430
fax (00420) 469 671 070
mobil (00420) 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz