

Streifeneder

Orthopädische
Produktion & Vertrieb

10A40/A

Pomocný adaptér (stavěcí)

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de



1. Popis a funkce

Seřizovací přístroj 10A40/A slouží jako pomoc při nastavování během zkoušky. Dva posuvné prvky umožňují posouvat lůžko protézy v sagitální a frontální rovině. Posuvné prvky seřizovacího přístroje mají šroubové spoje "evropského standardu", na něž lze našroubovat adaptéry s kružnicí otvorů o průměru ca 51 mm. Seřizovací přístroj je určen výhradně pro užití při zkoušce chůze v ortopedické dílně. Použití pro definitivní protézu není dovoleno.

2. Technická data

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| • Maximální tělesná hmotnost | 100 kg |
| • Seřizovací rozsah | max. +/- 25 mm |
| • Materiál | aluminium/ušlechtilá ocel |
| • Hmotnost | 260 g |
| • Záruka | 12 měsíců |

3. Montáž

Vyjměte oba posuvné prvky z pomocného adaptéru a přimontujte pomocí přiložených šroubů se zapuštěnou hlavou lůžkové adaptéry. Nasaďte oba namontované posuvné díly zpět do seřizovacího přístroje a nastavte podle škály v nulové poloze. Fixace se provede utažením šesti postranních šroubů s válcovou hlavou silou 10 Nm. Při zkoušce chůze pacienta je možno provádět nezávisle na sobě posuny ve frontální rovině (mediálně/laterálně) a v sagitální rovině (dopředu/dozadu).

4. Nastavení

Možnost posuvu (až 25 mm) lze zkontrolovat na stupnici. Pomocí šesti postranních stahovacích šroubů se utažením silou 10 Nm fixuje nastavená poloha.

Pozor

Je nutno použít vždy dva z postranních šroubů s válcovou hlavou k mechanickému upevnění posuvných prvků.

Záruka

Garance může být poskytnuta jen tehdy, je-li výrobek užíván za daných podmínek a k určeným účelům. Tento výrobek je kontrolován podle doporučení ISO. Společnost F. G. Streifeneder KG poskytuje rozšířenou záruku po dobu 2 let, pokud jsou užívány výhradně modulární stavební díly podle klasifikačního systému firmy Streifeneder.

Prohlášení o shodě

Společnost F. G. Streifeneder KG prohlašuje jako výrobce s plnou odpovědností, že seřizovací přístroj 10A40/A odpovídá požadavkům směrnice 93/42/EWG.