

PhalanxSupport. Sada prstových dlah

1 Všeobecná doporučení

Vážení Zákazníci,

zakoupením PhalanxSupport, jste si pořídili vysoce kvalitní zdravotnickou pomůcku, která byla vyrobena v souladu s posledními znalostmi funkční anatomie a ortopedického vývoje.



Postupujte prosím podle doporučení tohoto návodu. Pomůže vám to k úspěšné léčbě. Váš odborný prodejce, ortoticko-protetický technik nebo ošetřující lékař vám rád zodpoví vaše veškeré možné otázky o používání PhalanxSupport.

2 Oblast použití

PhalanxSupport zajišťuje imobilizaci prstů a palce. Imobilizuje interfalangeální kloub (poslední kloub prstu) a chrání špičku prstu. Přibalený suchý zip může být použit individuálně pro poskytnutí nezbytné fixace.

2.1 Indikace

- Přetržené šlachy
- Poranění špičky prstu a nehtového lůžka
- Narušení vazů a léze
- Ruptura laterálního traktu extenzoru

2.2 Kontraindikace

- Dlaha nesmí přerušovat krevní oběh
- Alergie na užití materiály
- Nepoužívejte přímo na podrážděnou či poraněnou pokožku

3 Materiál

| | | | |
|------------------|------|-----|------------------------------|
| Suchý zip : | 100% | PA | Polyamid |
| Plastová dlaha : | 100% | ABS | Akrylonitril butadien styren |

4 Aplikace

Pokud váš pacient neobdržel prstovou dlahu PhalanxSupport jako první pomoc, ale jako terapeutickou pomůcku, informujte ho jak dlahu používat. Dále ho informujte o údržbě a péči o ní.

5 Údržba

K čištění dlahy používejte mýdlo pH – neutrální a vlažnou vodu.

6 Použití

Prstová dlah PhalanxSupport 5R1 vyžaduje správný výběr velikosti, případně individuální natvarování na pacienta dle dané indikace. Natvarování musí být provedeno odbornou a vyškolenou osobou.

6.1 Omezení použití

Kvůli individuálnímu přizpůsobení uživateli a z hygienických důvodů upozorňujeme, že výrobek musí používat výhradně pacient, kterému je určen. Tento produkt nesmí být užíván další osobou.

6.2 Doba používání

Doba používání je určena ošetřujícím lékařem.

7. Garance

7.1 Délka Garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku.

V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi.

Pro tento produkt, sada prstových dlah PhalanxSupport. 5R1, je garance 3 měsíce.

7.2 Rozsah Garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, aplikován na pacienta.

Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neodbornou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen, nebo mají jiné negativní účinky na výrobek nebo jeho díly. Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho.

Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

To samé platí i pro distributora produktu.

8 Prohlášení o Shodě

Firma Streifeneder ortho.production GmbH jako výrobce prohlašuje, že uvedený výrobek Zásobník se sadou prstových dlah PhalanxSupport. 5R1 je konformní s hlavními požadavky a ustanoveními směrnice 93/42/EEC.

9 Likvidace

Výrobek musí být zlikvidován nebo recyklován podle daných regionálních nebo národních předpisů.

Výrobce :

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. +420 469 671 430
mobil technik +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
technik@protetika-ortho-aktiv.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz