


Dvojitý adaptér se stav. šrouby

- Aluminium -
10A50/A32



Technické informace

Hmotnost:	60g
Kompatibilita:	Pyramida k pyramidě
Omezení:	max. 100 kg
Délka:	32 mm
Utahovací moment:	M8 = 15 Nm
Inspekční interval:	12 měsíců

Omezení použití

Vzhledem k přizpůsobení nastavení a z hygienických důvodů, berte prosím na vědomí, že výrobek smí být užíván pouze jedním pacientem, kterému byl přizpůsoben. Nesmí být užíván další osobou.

Upozornění

Upozorňujeme na to, že tento produkt byl testován a schválen pouze ve spojení s modulárními a stavebními díly firmy Streifeneder.

Garance

Délka garance výrobce je závislá na typu výrobku. V každém případě začíná okamžikem dodání zákazníkovi. Pro tento produkt, Dvojitý adaptér se stav. šrouby 10A50/A32, je garance 12 měsíců.

Rozsah Garance

Garantuje se, že výrobek nevykazuje materiálové a výrobní chyby. Tato garance výrobce platí pro běžné používání, pro které je výrobek určen. Předpokladem je, že nebyl bez povolení pozměněn, že byly dodrženy všechny návody, upozornění a doporučení a výrobek byl certifikovanými/ licencovanými odbornými ortopedickými technikami, nebo pod jejich vedením, spojen s ostatními díly protézy a přizpůsoben pacientovi, který byl řádně proškolen o jeho používání. Garance výrobce se nevztahuje na škody způsobené přehlédnutím, neobdobnou, nedbalou aplikací nebo nedostatečnou odbornou způsobilostí, nesprávnou instalací poškozených dílů, použitím dílů neschválených firmou Streifeneder, změnami a opravami dílů neautorizovanou osobou, kterou byl materiál poškozen nebo mají jiné negativní účinky na

výrobek nebo jeho díly.

Při uplatnění garance je na rozhodnutí firmy Streifeneder ortho.production GmbH, zda výrobek zdarma opraví, nahradí, případně nově zhotoví, nebo zda nahradí původnímu odběrateli náklady za systém nebo díly z něho. Zde popsaná garance nahrazuje veškeré další výslovně uvedené nebo nevyslovenou garanci (pokud to zákon připouští), nahrazuje obvyklé omezující obchodní záruky hodící se pro speciální účel.

Všechny výše uvedené garance a záruky budou vyloučeny a firmou Streifeneder odmítnuty. V žádném případě neručí Streifeneder za speciální škody nebo nedbalost, též ne za škody následné, dokonce i v případě, že Streifeneder byl upozorněn na možnost potenciální ztráty nebo poškození.

Prohlášení o shodě

Streifeneder ortho.production GmbH prohlašuje jako výrobce, že uvedený výrobek Dvojitý adaptér se stav. šrouby 10A50/A32 je v souladu s požadavky směrnice 93/42/EWG.

Výrobce :

Streifeneder
ortho.production GmbH
Moosfeldstraße 10
82275 Emmering/Germany
Tel +49 8141 6106-0
Fax +49 8141 6106-50
office@streifeneder.de
www.streifeneder.de

Prodejce v ČR:

Ortho - Aktiv spol. s r. o.
Husova 54
538 54 Luže
tel. +420 469 671 430,
mobil +420 604 669 098
ortho-aktiv@quick.cz
www.protetika-ortho-aktiv.cz