

Zubehör

Drobné díly, příslušenství, ventily

Abychom po amputaci mohli nabídnout pacientovi pokud možno dokonalou náhradu i z kosmetického hlediska, používají se k náhradě měkkých tkání různé typy kosmetických pěň. Jsou již předtvarovány podle obvodu a výšky kolena. Tím je umožněno zhotovit pacientovi opticky velmi nenápadnou kosmetiku. Pěny pasují ke všem našim kolenním kloubům a mají vrtání 30 a 34 mm. Aby se docílil pokud možno přirozený vzhled, nabízíme vám jako kosmetické zakončení různé přetahovací punčochy.

Při šroubovém spojení protetického chodidla je velmi důležité, aby šrouby vykazovaly obzvlášť vysokou pevnost. Kromě toho se musí dbát na správný utahovací moment a šroubové spojení, eventuálně i nutné dodatečné zabezpečení Loctitem. Zde vám nabízíme různé typy podle závitu a použití.

Abyste dosáhli a nepřekročili utahovací moment - což je nutné pro zajištění kvality konečné montáže protézy - je pro vás důležitým nářadím momentový klíč. Přezkušování jeho přesnosti patří k bezpodmínečným opatřením certifikované firmy. Zajišťuje se pravidelnou kalibrací, nejlépe v pevných časových odstupech. Tuto službu za vás rádi převezmeme.

Pravidelná kalibrace momentového klíče zaručuje jeho přesnost.





Ke stavbě protéz patří také ventily, které zaručují bezpečné a optimální spojení mezi objímkou a pahýlem. Nabízíme vám různá provedení v oblasti plochých a šroubových ventilů. Šroubové ventily jsou používány při výrobě speciálních umělohmotných objímek z různých materiálů podle požadavku. Tak mohou být šroubové ventily použity jak v PET-objímce, tak ve flexibilní objímce stehenní protězy. Umožňují pacientům jednoduché a bezpečné ovládání tělesa ventilu našroubováním pomocí sklopného držátka.