


Schleifmaterial

Brusný materiál

K denní rutině ortopedické dílny patří broušení objímek protéz, ortéz, vložek a dalších zhotovovaných pomůcek. Brusný materiál včetně vhodného nářadí v kombinaci se stroji (například tyčovou frézou) představuje vzájemně sladěný systém, zaručující pracovní proces s co nejlepší kvalitou obroušení.

V našem sortimentu výrobků najdete nejen brusný materiál, nýbrž i rozsáhlý výběr řezacích a zpracovatelských nástrojů jako jsou frézy a další. Tyto vyhovují i speciálním požadavkům a nabízejí řešení pro broušení na vašem pracovišti.




Při výměně brusných pásů dbejte vždy na správný směr jejich pohybu.

Přednostním cílem při aplikaci brousících prostředků je odbrušování přebytečného materiálu z obráběného předmětu. Brousící prostředky musejí být trvalé kvality a být použitelné i při neobvyklých požadavcích. Jedno, zda obrábíte pěnové materiály, dřevo, korek nebo kovy, v našem katalogu najdete rozsáhlou nabídku brusných roliček, kloboučků, pásků a odpovídajícího nářadí.



Naleznete zde vše
k broušení, dobrušování
nebo leštění
- naše brousící prostředky
obdržíte
v mnoha zrnitostech
a velikostech.



Svým kuželovitým
tvarem se začišťovače
obzvláště hodí
k vybrušování
objímek protéz.

