



Streifeneder

**Orthopädische
Produktion & Vertrieb**

61A47

Kosmetické pěnové krytí

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de

Toto pěnové krytí užívejte jen ve spojení s modulárními kolenními klouby se zevním extenzním unašečem [3A15, 3A16, 3A18 a 3A49].

U modulárních kolenních kloubů s vnitřním extenzním unašečem použijte pěnové krytí 60A42, 60A47 a 60A52.

Strana	Výše kolena	Obvod lýtky	Číslo objednávky
levá/left	47 cm	36 cm	61A47/36L
pravá/right	47 cm	36 cm	61A47/36R
levá/left	47 cm	40 cm	61A47/40L
pravá/right	47 cm	40 cm	61A47/40R
levá/left	47 cm	44 cm	61A47/44L
pravá/right	47 cm	44 cm	61A47/44R