



Streifeneder

**Orthopädische
Produktion & Vertrieb**

60A42 60A47 60A52

Kosmetické pěnové krytí

F. G. Streifeneder KG • Moosfeldstrasse 10 • D-82275 Emmering
Telefon ++49 (0) 81 41/61 06-0 • Fax 61 06-50
office@streifeneder.de • www.streifeneder.de

Používejte toto pěnové krytí pouze ve spojení s modulárními kolenními klouby s vnitřním extenzním unašečem (3A17, 3A20, 3A22, 3A33, 3A34, 3A36 a 3A40).

U modulárních kloubů se zevním extenzním unašečem (3A15, 3A16, 3A18 a 3A49) užíjte pěnové krytí 61A47.

Strana	Výše kolena	Obvod lýtky	Číslo objednávky
levá/left	42 cm	36 cm	60A42/36L
pravá/right	42 cm	36 cm	60A42/36R
levá/left	42 cm	40 cm	60A42/40L
pravá/right	42 cm	40 cm	60A42/40R
levá/left	42 cm	44 cm	60A42/44L
pravá/right	42 cm	44 cm	60A42/44R
levá/left	47 cm	36 cm	60A47/36L
pravá/right	47 cm	36 cm	60A47/36R
levá/left	47 cm	40 cm	60A47/40L
pravá/right	47 cm	40 cm	60A47/40R
levá/left	47 cm	44 cm	60A47/44L
pravá/right	47 cm	44 cm	60A47/44R
levá/left	52 cm	36 cm	60A52/36L
pravá/right	52 cm	36 cm	60A52/36R
levá/left	52 cm	40 cm	60A52/40L
pravá/right	52 cm	40 cm	60A52/40R
levá/left	52 cm	44 cm	60A52/44L
pravá/right	52 cm	44 cm	60A52/44R