

S.A.C.H.-FüÙe

Chodidla S.A.C.H.

S.A.C.H. je zkratkou z Solid Ankle Cushion Heel, což znamená pŕibližně „pevný kotník, odtlumená pata“. Tím jsou zhruba popsány základní funkce osvědčeného protézového chodidla. Klasické chodidlo S.A.C.H. sestává z jádra z tvrdého dřeva, které je zalité v elastickém plášti z polyuretanové pěny a patního dílu z měkké pěny. Kombinace těchto dílů má vliv v první řadě na měkký a pohodlný nášlap paty.

Chodidlo S.A.C.H. lze aplikovat jak v modulární, tak v objímkové stavbě a představuje cenově výhodné řešení až do stupně aktivity 2.

Vedle velmi realisticky působící formy prstů jsou S.A.C.H. chodidla ceněna jak pacienty, tak ortopedickými technikami pro svou robustnost. Díky všestrannému použití jsou aplikovatelné i v lázeňském a mokřém prostoru, takže jsou např. vhodná pro stavbu tzv. koupacích protéz. Nejsou náchylné na písek a špínu, dají se rychle a jednoduše omývat a čistit.

